

Gebruikershandleiding Alarmknop Compact



Kruis Zorgconnect

Hulp nodig?



Heeft u vragen? Wij helpen u graag.

Contact met klantenservice

info@kruis Zorgconnect.nl

085 - 0491536 (ma - vr, 09:00 - 17:00 uur)

www.kruis Zorgconnect.nl



Kruis Zorgconnect

Alarm gebruiken

Houd de SOS-knop 3 seconden ingedrukt

In een noodsituatie:

- Het apparaat belt automatisch en maakt een spreek- /luister verbinding.



Afhankelijk van uw abonnement wordt gebeld naar onze zorgcentrale of uw contactpersonen. Zij ontvangen ook een sms-bericht met uw locatie.

Tijdens een alarmoproep

- De alarmknop belt automatisch één voor één de ingestelde nummers van uw contactpersonen of onze zorgcentrale.
- Wanneer iemand opneemt kunt u direct spreken via de ingebouwde luidspreker.
- U hoeft verder niets te doen.
- Per ongeluk op de SOS-knop gedrukt? Druk nogmaals op de SOS-knop om het alarm te annuleren.

De alarmknop leren kennen



- 1 SOS-knop / aan-uit knop
- 2 Telefoonknop (gesprek opnemen)
- 3 Luidspreker
- 4 SIM-kaarthouder
- 5 Oplaadpoort (magnetisch)

Inhoud verpakking

In de doos vindt u:

- Alarmknop Compact
- Oplaadkabel (magnetisch)
- Bevestigingskoorden
- Deze handleiding

De simkaart is al geplaatst. U hoeft niets te installeren.

Let op: USB-oplader (adapter) niet meegeleverd.

Alarmknop opladen

Gebruik de meegeleverde magnetische oplaadkabel.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op een oplader.
- 2 Plaats de magnetische stekker tegen de achterkant van de knop. De pinnen klikken automatisch vast.



Laad het apparaat ongeveer 2 tot 4 uur op.

Tips bij opladen

- Zorg dat de magnetische pinnen goed aansluiten op de contactpunten.
- Wanneer de batterij bijna leeg is ontvangt u een melding.
- Laad de alarmknop daarna zo snel mogelijk op.
- Wij adviseren de alarmknop dagelijks op te laden.



Gebruikersportaal

Instellingen van de alarmknop worden beheerd via het klantenportaal:

mijnpersonenalarm.nl

Hier kunt u onder andere:

- Contactpersonen instellen.
- Alarmvolgorde aanpassen.
- Medicatieherinneringen instellen.
- Meldingen bij lage batterij instellen.

Na het opslaan worden de instellingen automatisch naar de alarmknop verzonden.

Belangrijke informatie

- Draag de alarmknop altijd bij u, zodat u in geval van nood direct hulp kunt inschakelen.
- De alarmknop werkt via het mobiele 4G-netwerk en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
- Test het alarm na activatie, zodat u zeker weet dat alles goed werkt.
- Laad de alarmknop regelmatig op, bijvoorbeeld dagelijks op een vast moment.



Specificaties

- Afmetingen: 48 × 48 × 16 mm
- Gewicht: 55 gram
- Batterijduur: 24 – 48 uur
- Spatwaterdicht
- 4G mobiele verbinding
- Ingebouwde luidspreker en microfoon
- Opladen via magnetische laadkabel

kruis Zorgconnect.nl

085 - 0491536



Kruis Zorgconnect